

Lampade UV portatili (con finestrella di emissione)

Affiggere sulla porta di ingresso pittogramma indicante la presenza di raggi UV.
Affiggere sulla lampada o sul suo contenitore le seguenti avvertenze:

Utilizzata in spazio aperto



Presenza di raggi UV

- Esposizione diretta nociva anche per tempi molto brevi
- Utilizzare i DPI: maschera facciale, camice e guanti
- Non rivolgere mai il fascio verso le persone
- Non rivolgere il fascio verso superfici riflettenti

Utilizzo in box schermante



Presenza di raggi UV

- Esposizione nociva anche per tempi molto brevi
- Accendere la lampada solo dopo aver posizionato campione e lampada nel box schermante
- Spegnerne la lampada prima di togliere il campione dal box

Lampade luce BLU portatili

Affiggere sulla porta di ingresso pittogramma indicante la presenza di radiazioni ottiche artificiali (ROA).
Affiggere sulla lampada o sul suo contenitore le seguenti avvertenze:



Presenza di radiazione ottiche artificiali

- Esposizione alla radiazione diretta nociva anche per tempi molto brevi
- Utilizzare i DPI specifici per luce BLU (occhiali o maschera facciale)
- Non rivolgere mai il fascio verso le persone
- Non rivolgere il fascio verso superfici riflettenti

Lampade IR portatili

Affiggere sulla porta di ingresso pittogramma indicante la presenza di raggi IR.
Affiggere sulla lampada o sul suo contenitore le seguenti avvertenze:



Presenza di radiazione ottiche artificiali

- Esposizione alla radiazione diretta nociva anche per tempi molto brevi
- Utilizzare i DPI: occhiali/maschera facciale
- Non rivolgere mai il fascio verso le persone
- Non rivolgere il fascio verso superfici riflettenti