

Cappe con lampada UV montata su supporto metallico:

Affiggere sulla cappa le seguenti avvertenze



Presenza di raggi UV

- Esposizione nociva anche per tempi molto brevi
- Accendere la lampada solo dopo aver fissato il supporto alla cappa
- Spegnerne gli UV prima di aprire la cappa
- Esposizione assente a cappa completamente chiusa

Cappe che non si chiudono

Affiggere sulla porta di ingresso pittogramma indicante la presenza di raggi UV

Affiggere sulla cappa le seguenti avvertenze:



Presenza di raggi UV

- Esposizione nociva anche per tempi molto brevi
- Per accendere e per spegnere la lampada indossare idonei DPI: maschera facciale, camice e guanti assicurandosi di non lasciare scoperta la pelle dell'avambraccio.
- Dopo aver acceso la lampada UV uscire dalla stanza
- Con UV accesi affiggere alla porta un cartello indicante: vietato entrare, lampada UV in funzione

Cappe con vetro che le chiude completamente (no interblocchi)

Affiggere sulle cappe le seguenti avvertenze



Presenza di raggi UV

- Esposizione nociva anche per tempi molto brevi
- Possibilità di esposizione ad UV con cappa non completamente chiusa: accertarsi che la cappa sia totalmente chiusa prima di accendere gli UV.
- Esposizione assente a cappa chiusa